

Teknologier til træning og rehabilitering

EYEBAB Softboard - Skærm til interaktiv træning


Thomas Kirkfeldt - Neurooptometrist

Partner i EYEBAB


Indehaver af Klinik for Syn og Udvikling

EYEBAB Softboard

- Kæmpe blød tablet
- Interaktive billeder
- Game-like men fagligt.
- Involverer det visuelle, det kognitive og motoriske.



Neurooptometri



2021

EYEBAB®

Neurooptometri



SOFTWARE
UDVIKLING

EYEBAB VT - til den fagprofessionelle

- Målbarhed
- Motivation
- Brugervenlighed



Syn og Udvikling - Billund

HARDWARE
UDVIKLING



2012

EYEBAS®

Syn og Udvikling - Billund

HARDWARE
UDVIKLING



2013

EYEB3A3®

Malling Skole



2014

EYEBAS®

Sydvestjysk Sygehus - Grindsted





2016

EYEBAS®

OPI - Projekt TARs


"Test Af Rehabiliterings Softboard"





2018

EYEBAB®



2018

EYEBAB®



Nemt at bruge - svært at ignorere

Genoptræning og motivation går hånd i hånd. Med EYEBAB Softboardet får du et ekstra kort på hånden i dit daglige arbejde, der sikrer, at du har en værktøjskasse der aldrig løber tør for opgaver.

Ikke nok med det, du får også et redskab, som kan tilpasses til, og bruges af alle - en slags one-size-fits all, men som faktisk passer til alle.

Genoptræning behøver ikke længere være et nødvendigt onde for dine patienter, men derimod en glædelig aktivitet, der giver målbare resultater.

EYEBAB Softboardet er et brugervenligt værktøj i stort format med en blød arbejdsflade, der minder om en skumpude, og du kan justere det aktive skærmområde så det målrettes patientens fokusområde.

Den digitale håndsækning

Softboardet er beregnet til tre hovedelementer: **diagnose, rehabilitering og kompenserende træning.**

Træningsplatformen er fagligt funderet, og præsenteret i et game-like, app-baseret univers, hvor du kan træne med stor tillid, velvidende at fagligheden er på plads.

Softboardet er et selvkørende værktøj i din værktøjskasse. Med et par tryk på skærmen kan du indstille træningsøvelsen så den er klar, imens du agerer som psykisk og fysisk støtte til din patient.

Flere hænder, mere tid

Som facilitator kan du også blive mere involveret i træningen med patienten og på denne måde tage en endnu mere aktiv del i patientens genoptræningsproces. Du kan vælge at gennemføre en træning som team eller en i en duel.

Konkurrenceparameteret er i sig selv en motiverende faktor, og de målbare resultater, der vises efter træningssessionen, giver det sidste skub.

De målbare resultater er motiverende for mange mennesker, da de kan skabe en direkte forbindelse mellem måden hvorpå de har det, og de håndgribelige resultater de opnår.

Kæmpe skærm på væggen der

EYEBAB Softboardet er et iøjnefaldende element i det kliniske landskab, og tiltrækker opmærksomhed med minimal indsats. Det enorme format har, i en rehabiliterings sammenhæng, en stærk indflydelse på brugernes motivation, da det er et interessant og engagerende supplement til de traditionelle rehabiliteringsøvelser.

Et skræddersyet træningsprogram, skal understøttes af fleksible arbejdsredskaber. På Softboardet kan hver træningsapp tilpasses i niveau, sværhedsgrad, og størrelse, hvorved man aktivt arbejder med patientens fokusområder.

Softboardet i brug:

- Optræning af nedsat funktionsevne
- Optimering af funktionsniveau
- Efter indlæggelse på sygehus (operation, sygdom, ulykke)
- Svækkelse efter længere sygdomsforløb
- Vedligeholdelsestræning

Sygehuse, der allerede bruger Softboardet:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse (bilulykke)
- Optimering/optræning efter operation
- Genoptræning efter hjerneblødning
- Genoptræning efter hjernerystelse
- Genoptræning efter slagtilfælde
- Genoptræning efter blodprop

Priseksempel

EYEBAB Softboard inkl. installation og 3 års EYEBAB Rehab software licens.

120.000 kr. + moms


Kontakt os

📞 77 34 77 36


✉ mail@eyebab.com

Genoptræning i øjenhøjde


Fuldt aktivt område




Balance træning tilført ekstra udfordringer




Fuldt aktivt område med tempo tilpasset træning




Duel/team, todelt aktivt område




Duel/team, todelt aktivt område nederste halvdel




Aktivt fokusområde øverste halvdel




Aktivt fokusområde øverste venstre side



Aktivt fokusområde nederste halvdel



Aktivt fokusområde nederste venstre side



Hver trænings app kan tilpasses på mange niveauer, så sværhedsgrad kan optimeres i forhold til brugerens udgangspunkt.

Softboardet kan indstilles i en række forskellige aktive felter, så der kan arbejdes specifikt med det ønskede fokusområde.

Hvad siger kollegaer og brugere?

Terapeuter

"Det er et godt supplement til træningen."

"Jeg går mere ind i træningen, jeg står ikke kun og observerer. Patienten og jeg er nu på hold sammen, det er pludselig vores resultat."

"Det er meget visuelt at navigere i EYEBAB, så det virker nemt."

"Simpelt at gå til, så flere bruger boardet."

"Vi kan nu udfordre dem på et højere kognitivt niveau."

"Man kan graduere træningen, så patienten får en succesoplevelse og ikke føler nederlag."

"Jeg har flere muligheder for kvalitative observationer."

"Jeg har hænder frie under balanceøvelser, hvor der normalt skal være to terapeuter til disse øvelser."

"Vi kan som terapeuter være meget konfronterende i vores tilgang til patienten, men nu er det en teknologi der er konfronterende, den kan jo ikke lyve."

"Til mange af de patienter, som har kognitive udfordringer og nedsat arbejdstempo, er EYEBAB Softboardet meget velegnet."

"Hvis patienten har svært ved at komme i gang, kan vi godt ligge EYEBAB ind i dagsskemaet, mere for at få patienten til at gøre noget aktivt, formålet er ikke altid selve træningen."

"Boardet presser borgeren og udfordrer borgeren, hvilket tager presset fra terapeuten. Det er noget andet at blive sur på et board."

"Boardet styrer og presser borgeren med en snert af konkurrence, som gør at de presser sig selv længere."

"At bruge EYEBAB forbedrer min præstation som terapeut."

"Jeg føler at det er mig som terapeut, der styrer træningen, når jeg benytter EYEBAB."

"Jeg kan finde ud af at bruge EYEBAB, efter at have fået vist hvordan man bruger det én gang."

"Jeg arbejder mere effektivt som terapeut, ved at bruge EYEBAB."

Brugere

"I en rehabiliteringsproces glemmer mange mennesker ofte, at det ikke handler om at presse personen for pressets skyld."

Tværtimod er det vigtigt at møde personen lige der, hvor de er, og give dem et motiverende skub, så de har lyst til at arbejde med sig selv i et passende tempo - EYEBAB har været god til at forstå denne præmis."

"Med EYEBAB er jeg i stand til at opnå fremskridt på en realistisk måde, mens jeg har det sjovt, er motiveret, og føler, at jeg bliver udfordret til den perfekte grænse."

Jeg skubbes hverken for hårdt eller for lidt. Og vigtigst af alt, på grund af denne tilgang har jeg genvundet tilliden til mig selv."

"Jeg forstår ikke at det board ikke hænger alle steder."

"Det at man selv føler man bliver bedre, og at man kan se scoren er bedre - de to ting sammen er meget motiverende."

"I starten troede jeg, at det bare var et computerspil, og at der måtte være andet jeg kunne træne, nu når jeg har en arm der ikke virker og to ben, der ikke arbejder sammen. Men så fandt jeg ud af, hvad det kan bruges til, og hvad formålet er."

"I starten trænede jeg min opmærksomhed til venstre, som var meget nedsat, og der er sket en bedring. Min koncentration er også meget bedre, og hvis man ikke koncentrerer sig mens man træner på boardet, taber man tråden fuldstændigt. Det kan man se med det samme på scoren."



Specifikationer



Softboardet er i fuld HD 1920x1080 px opløsning, med et interaktivt areal på 180x105 cm. Det har en indbygget computer, der håndterer multi touch input, on/off timer og power sleep mode, samt touch and play funktion. Boardets kabinet består primært af metal og er meget robust, hvilket gør det ekstremt holdbart. Boardet kommunikerer med EYEBAB-portalen og kan fjernstyres fra tablets, smartphones osv.

Softwaren er cloud baseret og derfor altid opdateret. Boardet går automatisk i sleep-mode når det ikke bruges.


Touch and play

Softboardet er grundet sin størrelse og tilgængelighed enormt dragende. Det eneste man skal gøre for at komme i gang, er at trykke på den bløde, skumpude-agtige skærm. Når boardet er tændt, vises alle apps, og man vælger blot den ønskede, for at starte en træning.

En af de smarte funktioner ved Softboardet, udover den behagelige, bløde arbejds/berøringsflade, der minder om en skumpude, er muligheden for at justere det aktive skærmområde, så det passer til borgerens udgangspunkt.

Placering og installation

Softboardet kræver en stabil væg samt adgang til strøm og internet (enten med kabel eller trådløst). Strøm og netværk kan tilføres i midten af Softboardet fra bunden af boardet, eller ned fra loftet.



82"
interaktiv
blød skærm



1920x1080
optimal
opløsning



Tænd/sluk
timer



Multitryk-
funktionalitet



Stereolyd



Web baseret
platform



Sikker data



Backup
i skyen



Tilkobling
af tilbehør



Energisparende
tilstand



Touch and
play

Spørgsmål

EYEBAB – 77347736 – mail@eyebab.com
Thomas Kirkfeldt – 40627152 – kirkfeldt@eyebab.com
www.eyebab.com