

Velkommen til den første
introduktion af et ^{nyt} mobiliseringsleje.



Mobilizer® Medior

CarePartner 

CarePartner ApS.

er Reha-Medi' danske forhandler.

CarePartner er et privatejet dansk firma med strategien om at adskille sig i markedet med anderledes produkter, der gør en forskel for såvel patient som plejer.

&

 **reha medi**
Hoffmann GmbH



Hvorfor mobilisering, mobilisering og mobilisering?



Hvorfor mobilisering, mobilisering og mobilisering?

Konsekvenser og følgevirkninger for patienten ved immobilitet de første dage og uger. Udoer selve årsagen til indlæggelsen (PICS).

- tab af kondition efter 4-7 dage er ca. 20%
- tab af muskelmasse er 1,5-2% pr. døgn
- tab af ernæringen til knogler, brusk og led
- nedsættelse af blodgennemstrømningen af muskulært væv
- nedsættelse af ernæringen til væv og vævsdannelse
- nedsættelse af ernæringen til organer, ex. tarmsystemet med deraf følgende delir
- forøgelse af LOS
- risici for VAP
- nedsat immunforsvar
- PTSD, angst, depression.



Hvorfor mobilisering, mobilisering og mobilisering?

Påvirkninger på lang sigte (PICS):

Physiske skader/ invalideret (10-50% PTSD)

Sociale udfordringer

Kognitive påvirkninger (30-80% har konsekvenser et år senere)

Følgevirkninger op til 6 år efter indlæggelsen

Behov for massiv genoptræning

Genindlæggelser på hhv. hospitalet og

Intensiv afsnittet (10-50% ARDS)

Op til 50% af patienterne er ikke i job 1 år efter indlæggelsen.

Resultater af tidlig mobilisering:

Fremskynder evnen til at begå sig socialt

Øger evnen og muligheden for at beholde sit arbejde

Op til 50% i reduktion af langtidseffekten (6 år)

50-75% reduktion af genindlæggelser

Kortere indlæggelses og behandlingstid

Hvad er der så nyt ved mobiliseringslejet?

- Patient tilpasset løsning
- Vibrationsterapi
- Datafangst

Mobilizer® Medior

Mobiliseringslejet gør en afgørende forskel i de daglige mobiliseringsøvelser:

- Patientvægt op til kg. 250
- Mulighed for ekstra bredde
- Mulighed for vibrationsterapi *)
- Mulighed for datafangst med kobling til EPJ (registreringer af patientens øvelser/ niveau mv.)
- Særligt trykaflastende underlag med forebyggende funktion for shear
- Godt tilbehørsprogram med ex. bælte, bord, ramme, stropper og meget mere....

Lejet fremstår i absolut top kvalitet med kraftoverskud til høje belastninger.

Enkel brugerflade og gennemført finish.



Udbyttet af mobilisering og vibrationsterapi ved anvendelsen af Mobilizer® Medior

Neurologisk:

- Fremmer opmærksomheden/ orienteringsevne
- Understøtter opmærksomhed og bevidsthed
- Stimulering af hjerneaktivitet
- Forbedring af kropsorientering/ bevidstheden og kommunikationsegenskaber.
- Reduktion af spasticitet
- Forbedrer motoriske færdigheder

Pulmonal:

- Lungebetændelse og trombose profylakse
- Sekret stimulerende virkning
- Styrker venøs reflux

Kardiovaskulær :


- Profylaktisk mod kardiovaskulære sygdomme



Korpus:

Osteoporosis prophylakse

- Supporterer ben metabolisme
- Kontraktur profylakse
- Bevægelser fra liggende til siddende, og fra siddende til stående. Eller fra stående til liggende position.
- Indbygget CPR funktion



Datafangst, hvorfor og hvordan?


Sikre korrekte data og at de kan følge patienten.

Ingen behandler eller læge behøves at være i tvivl om:

- Hvem har udført opgaven
- Hvor længe
- Hvad der foretaget af øvelser
- Hvilke belastninger
- Filen kan følge patienten og sikres i EPJ, format Pdf.


Medior Datasicherheit og registrering

Therapiedatenerfassung mit Anbindung an Datenmanagementsysteme



Medior Datasikkerhed og registrering

Formularbasierte Therapiedatenerfassung mit Anbindung an Datenmanagementsysteme



reha medi
Hoffmann GmbH

unterstützt durch:

 **intecsoft**
medical solution™

CarePartner 

Medior Mobilizer med
dataregistrering på “ryggen” af
mobilizeren



Data registrering af øvelser med Medior:

Starter med:

Thu 30.11.17 10:06:46 0%

START

Therapiezeit

Max ° SF

Max ° RL

Waage

Atemfrequenz

RL: 17.8°

ACHTUNG! Testdaten. Kein Verbindung zur SKF Steuereinheit

Login als Therapeut

Bitte geben Sie ihre Zugangsdaten ein.

admin

.....

↓ ↑ Clear X

^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ' Bksp

Tab q w e r t z u i o p ü + #

Caps a s d f g h j k l ö ä Enter


Shift < y x c v b n m , . - Shift

AltGr


Tablet/ iPad funktioner
med USB/ WiFi for
transmission til EPJ



Dataregistrering af hændelser på Medior:



Dataregistrering af hændelser på Medior:



Rapport resultater:

Philips GmbH Market DACH
c/o Unfallkrankenhaus Berlin
Maintenance Management
Röntgenstr.22
22335 Hamburg

Mobilizer®
Curalizer®
Transportrollstuhl

09.02.2018

Bescheinigung über die Durchführung einer Mobilisationstherapie mit Mobilizer® Medior

Datum	Patient(ID)	Therapiedauer	maximal eingestellte Winkel (RL,SN)	Zeitlicher Therapieverlauf
05.02.2018	0007	00:07:26	RL:35° SN:10°	

Mange tak for opmærksomheden😊



Rehabilitering og mobilisering