

DoseSystem Gennem 5 år



DoseSystem Missionen – Medicin til tiden

December 2020



Konventionelle medicin apps kvitterer brugeren uden at være tæt på medicinen

DoseSystem har udviklet Plug 'n Play devices som sikrer at man er tæt på medicine når man kvittere.




Vi gør det muligt for pårørende og personale at hjælpe.
Vi kalder det: **Hjælp til borgere, overblik for personale og sikkerhed for pårørende**

DoseSystem Behovstrappe



DoseSystem befinder sig imellem det avancerede og det simple. Vi kan hjælpe mange målgrupper med at få medicin til tiden.


Borgere kan typisk opdeles i 4 kategorier ud fra nedenstående behovstrappe. DoseSystem, med den nytilkomne Medido dækker de første 3 trin på behovstrappen, hvorefter der bliver behov for personlig hjælp til medicinadministration af faglært personale.



DoseSystem Hvordan det virker



DoseSystem Cloud baseret løsning



Senere 2021

DoseSystem Medicin Påmindelse typer

December 2020




BETA Voicemail: Tid til din "DOSIS" Kvittér: TRYK "2"



APP eller SMS: Tid til din "DOSIS" Kvittér: På DoseButton eller "OK"



DoseCan: Tid til din "DOSIS" Kvittér: TRYK "OK"



DoseScan: Tid til din "DOSIS" Kvittér: Scan "DOSIS"



MEDIDO: Tid til din "DOSIS" Kvittér: Tryk "OK" og Skan "Dosis"

DoseSystem Medicin Notifikations typer


December 2020




SMS: "Dosis" ikke kvitteret
Kvittér: Login



Email: "Dosis" ikke kvitteret
Kvittér : Login



PUSH/ SMS : "Dosis" ikke kvitteret
Kvittér : Login



API integration: Notification in Care system"
Kvittér : Login

**FÆLLES
SERVIC
CENTR**

MERE FÆLLES - SAMMEN

DoseSystem Fem løsninger til alle behov

December 2020



DoseSystem Produkter – "Medicin til tiden" til alle




De unge



Voicemail -* SMS (Intet device)

- Påmindelse via Chatbot
- Påmindelse via SMS service
- Kvittering ved at trykke "1"
- Eller scan medicin for at kvittere



DoseSystem App (Ikke til salg alene)

- SmartPhone er nødvendig
- Påmindelse på telefonen
- Kvittering med OK på telefonen eller
- Kvittering ved at scanne dosis medicinen.
- Den rigtige medicin til den rigtige tid.



DoseLight (Knap løsning)

- SmartPhone er nødvendig
- Påmindelse på telefonen
- Kvittering på DoseButton
- Kvittering ved at scanne dosis medicinen.
- Den rigtige medicin til den rigtige tid.
- Sigfox eller 2G + nb-lot



DoseCan (viderestilling til smartphone)

- Kan alarmere og påminde
- Indeholde alle slags medicin
- Kvittering på OK knappen
- Kan viderestilles til smartphone
- Pill-bakke til dosisposer
- Kan påminde om andre ting
- Mobile og fleksible
- GSM 2G baseret



Medido (2021)

- Automat
- Rigtige dosispose på det rigtige tidspunkt
- Kan påminde og alarmere
- Kun til dosisruller
- Kvittering på OK knappen
- Kan påminde om andre ting



18:00 De ældre

Monitorering og Sikkerhed



PUSH
DoseSystem App
Private og Prof.



SMS-Email Alarm
Private og Prof.



Screen saver
Professional



API
Professional



DoseSystem Produkter – "Medicin til tiden" for alle




De unge



Voicemail -* SMS (Intet device)

- Påmindelse via Chatbot
- Påmindelse via SMS service
- Kvittering ved at trykke "1"
- Eller scan medicin for at kvittere



DoseSystem App (Ikke til salg alene)

- SmartPhone er nødvendig
- Påmindelse på telefonen
- Kvittering med OK på telefonen eller
- Kvittering ved at scanne dosis medicinen.
- Den rigtige medicin til den rigtige tid.



DoseLight (Knap løsning)

- SmartPhone er nødvendig
- Påmindelse på telefonen
- Kvittering på DoseButton
- Kvittering ved at scanne dosis medicinen.
- Den rigtige medicin til den rigtige tid.
- Sigfox eller 2G + nb-lot



DoseCan (viderestilling til smartphone)

- Kan alarmere og påminde
- Indeholde alle slags medicin
- Kvittering på OK knappen
- Kan viderestilles til smartphone
- Pill-bakke til dosisposer
- Kan påminde om andre ting
- Mobile og fleksible
- GSM 2G baseret



18:00 De ældre



Medido (2021)

- Automat
- Rigtige dosispose på det rigtige tidspunkt
- Kan påminde og alarmere
- Kun til dosisruller
- Kvittering på OK knappen
- Kan påminde om andre ting


Monitoring and Security

DoseSystem Løsninger


December 2020



DoseSystem DoseCan (Medicin til tiden)



Info om næste
medicin



Alarm 1:
Dosis alarm




Alarm 2:
Side plan eller
andet

- Multi funktions dispenser
- 2 typer af alarmer
- 2G GSM connectivity
- Plug n play
- Medicin til tiden
- Sikkerhed med backup der hjælper dig



DoseSystem DoseCan (Viderestilling til smartphone)




3 x OK

Appen fortæller om næste alarm



Man kvitterer på telefonen når det er tid til medicinen



Man trykker 3 x OK på DoseCan for at stoppe viderestilling





Viderestilling til smartphone

DoseSystem DoseLight App



Muligt at kvittere for andet medicin



Skan den rigtige dosispose for at kvittere




- Smartphone påminder på bestemte tider
- Scan den rigtige medicin for at kvittere
- Integration til backend
- To typer af alarmer
- Sikkerhed med backup der hjælper dig

DoseSystem DoseButton




Muligt at kvittere for andet
medicin
Med 2G - NB knap



Kvittering med knap som er tæt
på medicin

- Smartphone påminder på bestemte tider
- Tryk på knappen for at kvittere medicin
- Integration til backend
- To typer af alarmer
- Sikkerhed med backup der hjælper dig

DoseSystem DoseScan (Patent pending) Rigtige medicin til den rigtige tid ETA 2021



Anno 2021

- Kun til dosispakket medicin
- En knap for at kvittere
- 2G + **nb-iot** connectivity
- Plug n play
- Rigtige medicin til tiden
- Sikkerhed med backup der hjælper dig
- Billig løsning

DoseSystem Medido

December 2020



DoseSystem Medido 2020



- Medido er en Automat
- En sensor læser stregkode på dosisposen
- Rigtige dosispose på det rigtige tidspunkt
- Kan påminde og alarmere
- Kun til dosisruller
- Kvittering på OK knappen
- Kan påminde om andre ting, øjendråber, husk vand mm.
- Kan låses med nøgle
- Kan udlevere fremtidige doser via portalen

DoseSystem Medido 2021




- Medido 3 er en Automat
- Rigtige dosispose på det rigtige tidspunkt
- Kan påminde og alarmere
- Kun til dosisruller
- Kan påminde om andre ting

DoseSystem Medido 2021



- Et UR – ingen invasion af hjemmet
- Uafhængig af posetype
- Aflæser selv format og hvor den skal skæres
- Glowlampe som lyse op inden alarmen lyder



DoseSystem Månedsrappporter


December 2020



Compliance

Nedenstående tal er sammenligninger mellem compliance-tal fra september 2020 til november 2020


Antal påmindelser pr. dag hos borgerne i alt i gnm.




Gennemsnitlige antal kvitteringer pr. borger pr. dag.




Antal påmindelser hos borgerne i perioden i alt



Antal røde flag i perioden, hvor borgerene ikke har kvitteret



Kvitteret til rette tid



Compliance - borgerniveau

Compliance på borgerniveau – november måned - alle domæner

Antal

160

140

120

100

80

60

40

20

0

#2VXp 1DjK 1kgL a3VH avEt borH cf2v D2q5 DAqD DXxx Eki5 ePmV fjs9 ft7X GvjV Hbhm ihmM KR9q n5QM NTPg NYvp oCu8 QnRJ ua9H uosG uSEe v1VE Vb9K XCAG XJvD xnKr Xoah y4cV Y7e1 Yfsx

Antal påmindelser pr. dag i gnm.

Antal påmindelser i alt i perioden

Røde flag i alt i perioden

DoseCan ID